

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| <b>LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE</b><br> | <b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB</b> |              | Code : C1-IN13-PRESCYB<br>Version : 1<br>Date d'application : 24/01/2022 |
|   | Fiche d'instruction                                      | Révision : 0 | Page 1 sur 13  |

## I- LA PRESCRIPTION

Accéder à la prescription depuis le planning d'hébergement CROSSWAY en se positionnant sur le PATIENT

Cliquer sur le bouton EXEC et sélectionner **LABO : Prescription Analyses**

LABO: Archive Résultats Analyses  
 LABO: IDE - Plan de prélèvement - CHOIX  
 LABO: IDE - Plan prélèvement par patient  
 LABO: Prescription Analyses  
 LABO: Résultats Analyses

La prescription va se composer de 3 onglets de saisie consécutifs

|                         |                  |           |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Informations de dossier | Codes de demande | Info supp |
|-------------------------|------------------|-----------|

**Information de dossier** : informations patient, prescripteur, urgence du dossier, date et heure du prélèvement souhaité

**Codes de demande** : sélection des analyses à prescrire

**Info supp** : saisie des informations obligatoires et saisie des renseignements cliniques

Si le patient a déjà eu des prescriptions via CYBERLAB, vous accédez à la page récapitulative des prescriptions effectuées

| SAISIE DE DOSSIER  |                |   |                                    |                 |                    |
|--|----------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TEST ABSENCE * 01/01/1920 - [IPP Tarbes: 211193975, ID Interne Glms: CHTL0002844613]                   |                |   |                                    |                 |                    |
| 27 dossiers existant(s) trouvé(s)  |                |   |                                    |                 |                    |
| Heure de prélèvement   | Code CyberLab  | Prescripteur                                    | Date/heure de dernier compte-rendu | Rapporté par    | Etat               |
| 15/06/2021 11:49<br>Codes de demande: Ammonium, Cryoglobulines 37°C, Vitamine C - Acide ascorbique (T) | 20210615C00062 | JANDOT Frédérique [Prescripteur Tarbes: JANDOF] | 15/06/2021 11:52                   | Tarbes, BIOMNIS | Cratlon enregistre |
| 15/06/2021 11:55<br>Codes de demande: Lipase, Glycémie (Fluoré)  | 20210615C00063 | JANDOT Frédérique [Prescripteur Tarbes: JANDOF] |                                    |                 | Cratlon valide     |

Vous pouvez consulter les derniers résultats de chaque analyse prescrite ou créer une nouvelle prescription

Code : C1-IN13-PRESCYB - Version : 1

Ce document ne doit être ni photocopié, ni imprimé sans l'autorisation de la cellule qualité. Seule la version électronique est valide.



## I-1- 1<sup>er</sup> Onglet = Informations de dossier

**SAISIE DE DOSSIER**

TEST ABSENCE \* 01/01/1920 - [IPP Tarbes: 211193975, ID Interne Glims: CHTL0002844613]

**Informations de dossier** | Codes de demande | Info supp

**Dossier**

Code CyberLab: 20210609C00001

Prescripteur: CURBET Christine [Prescripteur Tarbes: MCC]

UF demandant: LABORATOIRE [UF Tarbes: 4150]

Date/heure de prélèvement: 09 / 06 / 2021 10 : 45

Immédiatement

**Patient**

Nom de naissance: TEST

Prénom: ABSENCE

Nom usuel:

**Visite**

☐ Aucun

☒ [N° Séjour Tarbes: 335606931] \*\* 14/12/2018 12:00 - ? \*\* T4150 [UF Tarbes: T4150]

☐ [N° Séjour Tarbes: 335606910] \*\* 12/09/2018 11:37 - ? \*\* SSR VIC - 3250 [UF Tarbes: 3250]

Priorité: ☒ Routine ☐ Urgence ☐ Urgence Vitale

Confidentialité: ☒ Normal ☐ Moyen ☐ Haut

☐ Répéter ce dossier plusieurs fois

☐ Prélever échantillons immédiatement

Sélectionner  
l'urgence si  
nécessaire


Le prescripteur est mis par défaut – possibilité de le changer en cliquant sur l'ascenseur  
Idem pour l'UF d'hébergement

Sélectionner la date et heure approximative souhaitée du prélèvement  
Ou utiliser « *immédiatement* » « *demain 7h* » « *après-demain 7H* »

**Pour la délégation de prescription aux IDE la date du prélèvement désiré correspond à l'instant T**

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| <b>LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE</b><br> | <b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB</b> |              | Code : C1-IN13-PRESCYB<br>Version : 1<br>Date d'application : 24/01/2022 |
|   | Fiche d'instruction                                      | Révision : 0 | Page 3 sur 13  |

## I-2- 2<sup>nd</sup> Onglet « codes de demande » = Sélection des analyses



UF Demandés le plus souvent IMMUNO-HEMATO **HEMATO** BIOCHIMIE-HORMONO TESTS DYNAMIQUES SEROLOGIE ALLERGO MEDICAMENTS-TOXIQUES AUTO-IMMUNITE AUTRES-TRANSMIS

DIALYSATS-LIQUIDES DIVERS-LCR INFECTIEUX / BIOLOGIE MOLECULAIRE HYGIENE Tou(te)s Chercher

☒ HEMATO-CYTO  
☐ HEMOSTASE

**HEMATO-CYTO**

**VS**  
☐ VS Tarbes ☐ VS Lourdes

**FROTTIS SANGUIN**  
☐ Etude frottis sanguin ☐ Schizocytes ☐ Morph hématies

**NUMERATION**  
☐ Num globulaire + plaquettes NG ☐ Num + Plaquettes + formule NF ☐ Plaquettes (tube EDTA) ☐ Plaquettes (Tube citraté) uniquement si amas plaquettaire sur tube EDTA ☐ Réticulocytes

**IMMUNOPHENOTYPAGES**  
☐ Typage lymphocytaire T CD4/CD8 (T4/T8) ☐ Typage lymphocytaire T CD4/CD8 (T4,T8) + T,B,NK ☐ Immunophénotypage lymphome T -Sang (T) 0 ☐ Immunophénotypage des blastes moëlle (T) 0 ☐ Hémoglobinurie nocturne paroxystique par CMF (HPN) sang (T)  
☐ Typage lymphocytaire T, B, NK (dont) ☐ Typage lymphocytaire Lymphome ☐ Tricholeucocytes recherche par ☐ Immunop

### Pour les médecins prescrire :

- par spécialité ( voir les différents items à gauche de l'écran) ,
- par l'onglet **CHERCHER** qui permet une requête manuscrite ,
- par l'onglet **DEMANDES LE PLUS SOUVENT** alimenté par les 50 analyses que vous aurez le plus souvent prescrites
- Soit par UF : prescription de bilans spécifiques à votre UF ( paramétrer par le laboratoire selon vos besoins)

### Pour les IDE : passer par l'onglet IDE DELEGATION

Cet onglet donne des droits de prescription limités à des analyses à effectuer en cas d'urgence dans les horaires d'absence d'un médecin

**Les thrombones associés aux tests correspondent à des documents obligatoires à imprimer, renseigner et associer au prélèvement**

|   |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| <p><b>LABORATOIRE COMMUN DE<br/>BIOLOGIE MEDICALE</b></p>  | <p align="center"><b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS<br/>CYBERLAB</b></p> |                                    | <p>Code : C1-IN13-PRESCYB<br/>Version : 1<br/>Date d'application : 24/01/2022</p> |
| <p align="center">Fiche d'instruction</p>   |  | <p align="center">Révision : 0</p> | <p align="center">Page 4 sur 13</p>   |

### I-3- 3<sup>ème</sup> Onglet « Info supp » = saisie des renseignements cliniques et autres

Saisir sur cet onglet toutes les informations et renseignements nécessaires à une interprétation biologique des résultats

Variables de demande

TP

! Renseignements cliniques:

☐ Prélèvement systématique  
☐ Fièvre  
☐ Grossesse  
☐ Diabétique  
☐ Cirrhose  
☐ Néoplasie  
☐ Chimiothérapie  
☐ Immunosuppresseur  
☐ Allergie aux antibiotiques  
☐ Insuffisance rénale  
☐

! Patient sous traitement anticoagulant ?:

☐ NON  
☐ OUI AVK ou AOD  
☐ OUI HNF ou HBPM ou ORGA  
☐ OUI RELAIS AVK Héparine

Les informations devancées du logo  sont en saisie obligatoire . Terminer la saisie en cliquant sur 



# PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB

Code : C1-IN13-PRESCYB  
Version : 1  
Date d'application : 24/01/2022

Fiche d'instruction

Révision : 0

Page 5 sur 13

SAISIE DE DOSSIER

PRESCO\_LABO (APP-CYB)

## ROUTINE

12/01/2022 14:32

## TEST UN PRESCO

### Patient

Patient: TEST UN PRESCO  
Date de naissance: 01/01/1970  
Sexe: Homme

### Dossier

Prescripteur: CURBET Christine [Prescripteur Tarbes: MCC]  
UF demandant: NEPHROLOGIE - 1751 [UF Tarbes: 1751]

### Échantillons

Les informations d'échantillon ne sont pas disponibles car le dossier n'a pas encore été envoyé au laboratoire.

### Demandes

- Renseignements cliniques: Cirrhose
- Patient sous traitement anticoagulant ?: NON

### HEMOSTASE

HEMOSTASE ROUTINE

- TP

Si prescription par le **médecin**,

affichage du dossier récapitulatif de la prescription

10H avant l'heure de prélèvement désirée

possibilité de : **supprimer** / **modifier**



Pour une **délégation de prescription à l'IDE**,


la validation est automatisée puisque le prélèvement est urgent

|   |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| <p><b>LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE</b></p>  | <p align="center"><b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB</b></p> |                                    | <p>Code : C1-IN13-PRESCYB<br/>Version : 1<br/>Date d'application : 24/01/2022</p> |
| <p align="center">Fiche d'instruction</p>   |  | <p align="center">Révision : 0</p> | <p align="center">Page 6 sur 13</p>   |

Une fois la validation de prescription effectuée, **plusieurs dossiers peuvent être créés** pour une seule prescription


**1 seul numéro = 1 dossier créé**

**2 ou 3 numéros affichés = 2 ou 3 dossiers créés** ( ex : Sang , urines, hémocultures)





### Cas de la délégation de prescription à l'IDE









Pour un prélèvement urgent ou sous condition, à faire pendant l'absence d'un médecin, la prescription est effectuée par l'IDE sur l'onglet IDE DELEGATION

Sur le dossier créé aller sur  **Échantillons** pour valider le prélèvement

#### Pour des multi dossiers :

Valider le prélèvement du 1<sup>er</sup> dossier

Passer au second dossier par la flèche  et ensuite sur 

 |  Valider |  |  Imprimer les nouvelles |  Toutes |  Échantillons |  | 

**Ou plus pratique,  
Sélectionner « Labo : Plan de prélèvement par patient » par Exec de Crossway**


|   |   |                     |   |
|---|---|---------------------|---|
| <p><b>LABORATOIRE COMMUN DE<br/>BIOLOGIE MEDICALE</b></p>  | <p><b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS<br/>CYBERLAB</b></p> |                     | <p>Code : C1-IN13-PRESCYB<br/>Version : 1<br/>Date d'application : 24/01/2022</p> |
| <p>Fiche d'instruction</p>  |   | <p>Révision : 0</p> | <p>Page 7 sur 13</p>  |

## II- Préparation des échantillons des prélèvements à venir

### Selon l'organisation prévue du service :

- Soit visualisation des prescriptions avant le prélèvement pour anticiper la demande des tubes spéciaux au labo (cryo à 37°, tube vert foncé, tubes spécifiques...) et préparation des tubes au moment du prélèvement.
- Soit visualisation des prescriptions pour préparation des tubes et poches avant le prélèvement du lendemain.  
Les tubes **non étiquetés** seront mis dans une poche identifiée avec l'étiquette administrative du patient IPP-IEP + N° de chambre si besoin

Depuis le planning d'hébergement CROSSWAY, bouton « Exec »



Choix du bouton Exec « **LABO : IDE PLAN DE PRELEVEMENT - CHOIX** »

S'affiche la liste des prescriptions, par patient, à prélever:



|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| <b>LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE</b><br> | <b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB</b> |              | Code : C1-IN13-PRESCYB<br>Version : 1<br>Date d'application : 24/01/2022 |
|   | Fiche d'instruction                                      | Révision : 0 | Page 8 sur 13  |

Choisissez la période des prélèvements à préparer : aujourd'hui, demain,

**DOSSIER**  
 Code de dossier:   
 Code de visite:   
 Type de visite:   
 Etat:  -

**FILTRAGE**  
 Filtrage...

**HEURES ET MINUTES**  
☐ Aujourd'hui  
☐ Demain  
☒ Suivant 2 jour(s)  
☐ Dernier(s) 2 jour(s)  
☐ Du 24 / 06 / 2021  
☐ Au 24 / 06 / 2021  
☐ Pas de limite

**DEMANDÉ PAR**  
Groupe - NEPHROLOGIE - 1751 [UF Tarbes: 1751]

**10 Dossiers trouvé(e)s**

|                          | Heure de prélèvement | Patient          | Date de naissance | UF   | Code CyberLab  | Prescripteur                                    |
|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--|----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 24/06/2021 07:00     | TEST DEUX PRESCO | 01/01/1980        | Hospitalisé - NEPHROLOGIE - 1751 [UF Tarbes: 1751]                                     | 20210622C00027 | CURBET Christine [Prescripteur Tarbes: MCC]     |
| <input type="checkbox"/> | 24/06/2021 09:22     | TEST ABSENCE     | 01/01/1920        | Hospitalisé - T4150 [UF Tarbes: T4150], Hospitalisé - SSR VIC - 3250 [UF Tarbes: 3250] | 20210624C00004 | JANDOT Frédérique [Prescripteur Tarbes: JANDOF] |
| <input type="checkbox"/> | 24/06/2021 10:30     | TEST ABSENCE     | 01/01/1920        | Hospitalisé - T4150 [UF Tarbes: T4150], Hospitalisé - SSR VIC - 3250 [UF Tarbes: 3250] | 20210624C00016 | JANDOT Frédérique [Prescripteur Tarbes: JANDOF] |
| <input type="checkbox"/> | 24/06/2021 10:45     | TEST ABSENCE     | 01/01/1920        | Hospitalisé - T4150 [UF Tarbes: T4150], Hospitalisé - SSR VIC - 3250 [UF Tarbes: 3250] | 20210624C00017 | JANDOT Frédérique [Prescripteur Tarbes: JANDOF] |
| <input type="checkbox"/> | 24/06/2021 11:13     | TEST ABSENCE     | 01/01/1920        | Hospitalisé - T4150 [UF Tarbes: T4150], Hospitalisé - SSR VIC - 3250 [UF Tarbes: 3250] | 20210624C00018 | JANDOT Frédérique [Prescripteur Tarbes: JANDOF] |

Il peut y avoir plusieurs dossiers pour un même patient

La couleur du carré, en début de ligne, définit l'état du dossier :

- Carré ROUGE : dossier à prélever
- Carré JAUNE : dossier avec un prélèvement reporté
- Carré VERT : dossier terminé
- Carré BLEU : dossier annulé



En pointant la souris sur le carré de couleur rouge  
s'affichent la liste des tubes à prélever  
ainsi que la liste des analyses associées



et en pointant sur la fiole verte s'affiche  
le détail de la prescription

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Tube Héparinate de lithium avec gel</b> 01/06/2021 13:15  |
|   | Prélevé par:<br>Date/heure de prélèvement réelle: 01/06/2021 13:15<br>Demandes: Bilan biochimie standard |
|    | <b>Tube citrate de sodium</b> 01/06/2021 13:15   |
|   | Prélevé par:<br>Date/heure de prélèvement réelle: 01/06/2021 13:15<br>Demandes: INR, TCA, TP             |
|    | <b>Sang total EDTA à l'abri de la lumière</b> 01/06/2021 13:15   |
|   | Etat: Annulé<br>Demandes: Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal (T)                                       |
|  | <b>Plasma hépariné sans gel - abri lumière</b> 01/06/2021 13:15  |
|   | Etat: Annulé<br>Demandes: Vitamine C - Acide ascorbique (T)  |
|  | <b>Seringue gazométrie</b> 01/06/2021 13:15  |
|   | Prélevé par:<br>Date/heure de prélèvement réelle: 01/06/2021 13:15<br>Demandes: Gazo+Ca ionisé artériel  |

• (\*)

#### VITESSE DE SEDIMENTATION

- Vitesse de sédimentation (1ère heure)

#### GAZOMETRIE

- Température du patient
- Paramètre oxygénation

#### Gazométrie artérielle

- |                                       |                    |                           |                     |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| • pH ARTERIEL corrigé par température | • CO2 total        | • Hémoglobine (Gazo)      | • Methémoglobine    |
| • pCO2 corrigé par température        | • Excès de bases   | • Oxy-hémoglobine         | • Lactates ARTERIEL |
| • pO2 corrigé par température         | • Saturation en O2 | • CO-hémoglobine ARTERIEL |                     |

#### BIOCHIMIE SANG

- Ammonium

#### PROTEINES SPECIFIQUES FER

- Ferritine
- commentaire fixe FERRITINE

**Cette visualisation des tubes permet de faire un préparatif du chariot ou des poches à prélèvements**

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| <b>LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE</b><br> | <b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB</b> |              | Code : C1-IN13-PRESCYB<br>Version : 1<br>Date d'application : 24/01/2022 |
|   | Fiche d'instruction                                      | Révision : 0 | Page 10 sur 13   |

### III- Plan de prélèvements du jour

Toujours depuis le planning d'hébergement CROSSWAY

Choix 1 « liste par UF » : accès via le bouton « LABO : IDE Plan de prélèvement – CHOIX »


☒ Aujourd'hui  
☐ Demain

**Sélectionner HEURE et MIN à AUJOURDHUI**

**Attention** : plusieurs dossiers possibles pour 1 patient, dans ce cas penser à valider les prélèvements sur chaque dossier

L'IDE contrôle la conformité des tubes préparés pour le prélèvement de chaque dossier patient :

- en cliquant sur le carré rouge
- ou en ouvrant la ligne sélectionnée


| 3 Dossiers trouvé(e)s    |   |                      |                        |                   |   |                |  |
|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|---|----------------|--|
|                          |   | Heure de prélèvement | Patient                | Date de naissance | UF  | Code CyberLab  | Prescripteur   |
| <input type="checkbox"/> |   | 17/01/2022 14:56     | TEST<br>DEUX<br>PRESCO | 01/01/1980        | Hospitalisé -<br>NEPHROLOGIE<br>- 1751 [UF<br>Tarbes: 1751] | 20220117C00004 | SETBON<br>NICOLAS<br>[Prescripteur<br>Tarbes:<br>SETBNI]   |
| <input type="checkbox"/> |  | 17/01/2022 14:55     | TEST<br>UN<br>PRESCO   | 01/01/1970        | Hospitalisé -<br>NEPHROLOGIE<br>- 1751 [UF<br>Tarbes: 1751] | 20220117C00003 | CARRILLO<br>Julien<br>[Prescripteur<br>Tarbes:<br>CARRIJU] |
| <input type="checkbox"/> |  | 17/01/2022 14:55     | TEST<br>UN             | 01/01/1970        | Hospitalisé -<br>NEPHROLOGIE                                | 20220117C00002 | CARRILLO<br>Julien   |

Une fois les tubes en main, l'IDE effectue le prélèvement du patient .... **et ensuite** valide le prélèvement sur le logiciel

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| <b>LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE</b><br> | <b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB</b> |              | Code : C1-IN13-PRESCYB<br>Version : 1<br>Date d'application : 24/01/2022 |
|   | Fiche d'instruction                                      | Révision : 0 | Page 11 sur 13   |

Pour notifier la date et heure du prélèvement sur le logiciel, ouvrir d'un clic le dossier du patient sélectionné


puis sélectionner **ECHANTILLONS** en haut à droite



S'ouvre la liste des échantillons du dossier

| ouvé(e)(s)  |   | test Tarbes Labo ZEBRA      |   | Prélever tous   Liste   Imprimer   + imprimer échant. prélevés & retour |                                  |             |  |
|---|---|-----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------|--|
| actéristiques de patient UF   | Département Dossier   | Commentaire du prescripteur | Échantillon Matériel  | Date/heure de prélèvement désirée                                       | Date/heure de prélèvement réelle | Prélevé par | Prélevé Annulé Reporté   |
| HEMODIALYSE Hors<br>- 1752 [UF<br>Tarbes: 1752]<br>NEPHROLOGIE<br>- 1751 [UF<br>Tarbes: 1751] | microbiologie<br>CURBET<br>Christine<br>[Prescripteur<br>Tarbes: MCC] | 20210622C00056              | 210008647201<br>Seringue<br>gazométrie-<br>SERINGUE<br>GAZO | 22/06/2021 15:44  |                                  |             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| HEMODIALYSE Hors<br>- 1752 [UF<br>Tarbes: 1752]<br>NEPHROLOGIE<br>- 1751 [UF<br>Tarbes: 1751] | microbiologie<br>CURBET<br>Christine<br>[Prescripteur<br>Tarbes: MCC] | 20210622C00056              | 210008647202<br>Tube EDTA -<br>VIOLET                       | 22/06/2021 15:44  |                                  |             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| HEMODIALYSE Hors<br>- 1752 [UF<br>Tarbes: 1752]<br>NEPHROLOGIE<br>- 1751 [UF<br>Tarbes: 1751] | microbiologie<br>CURBET<br>Christine<br>[Prescripteur<br>Tarbes: MCC] | 20210622C00056              | 210008647203<br>Tube citrate<br>de sodium -<br>BLEU         | 22/06/2021 15:44  |                                  |             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Pour **valider/acquitter** le prélèvement de **tous** les échantillons cliquer sur « **Prélever Tous** »



Ceci va intégrer en automatique la date et heure de prélèvement ainsi que le nom du préleveur


Pour certaines analyses, des renseignements peuvent être demandé au moment du prélèvement : ex Température

Possibilité de **valider**, **d'annuler** ou de **reporter** un échantillon en bout de ligne :

Pour une annulation ou un report, le système va demander de justifier le choix

| Prélevé                  | Annulé                   | Reporté                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Pour l'**Impression** des étiquettes cliquer sur




|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
| <b>LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE</b><br> | <b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB</b> |              | Code : C1-IN13-PRESCYB<br>Version : 1<br>Date d'application : 24/01/2022 |
|   | Fiche d'instruction                                      | Révision : 0 | Page 12 sur 13   |

Si vous n'avez pas d'édition, vérifiez que vous avez sélectionné une imprimante dans la liste ( en haut et gauche de l'écran)

Les imprimantes portent le nom de votre UF exemple : NEPHRO-1

ÉCHANTILLON

test Tarbes Labo ZEBRA

Avec la flèche RETOUR  on revient sur la liste et l'IDE passe au patient suivant.

## Choix 2 « Liste par patient » : accès via le bouton « LABO : IDE Plan de prélèvement par patient »

ÉCHANTILLON

test Tarbes Labo ZEBRA

Prélever tous

Liste

+ imprimer échant. prélevés & retour

| Caractéristiques de patient UF            | Département   | Dossier        | Commentaire du prescripteur                 | Échantillon Matériel                          | Date/heure de prélèvement désirée | Date/heure de prélèvement réelle | Prélevé par | Prélevé                  | Annulé                   | Reporté                  |
|---|---------------|----------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NEPHROLOGIE Hors - 1751 [UF Tarbes: 1751] | microbiologie | 20210622C00026 | CURBET Christine [Prescripteur Tarbes: MCC] | 210008628401<br>Tube citrate de sodium - BLEU | 23/06/2021 07:00                  |                                  |             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NEPHROLOGIE Hors - 1751 [UF Tarbes: 1751] | microbiologie | 20210622C00027 | CURBET Christine [Prescripteur Tarbes: MCC] | 210008628801<br>Tube citrate de sodium - BLEU | 24/06/2021 07:00                  |                                  |             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Par ce choix s'affiche la liste des échantillons à prélever par PATIENT mais ATTENTION de vérifier la date et heure du prélèvement désiré par le médecin – **plusieurs dossiers possibles sur plusieurs jours.**

|   |   |                     |   |
|---|---|---------------------|---|
| <p><b>LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE</b></p>  | <p><b>PRESCRIPTION ET PLAN DE PRELEVEMENT DANS CYBERLAB</b></p> |                     | <p>Code : C1-IN13-PRESCYB<br/>Version : 1<br/>Date d'application : 24/01/2022</p> |
| <p>Fiche d'instruction</p>  |   | <p>Révision : 0</p> | <p>Page 13 sur 13</p>   |

## I- Etiquetage et envoi au laboratoire

Quand les étiquettes sont éditées, les coller sur les tubes prélevés (suivre la consigne du sens du tube – voir plus bas)

Placer les tubes dans la poche transparente ou de couleur selon l'urgence et identifiée avec l'étiquette patient – avec fiches de consentement / renseignement si besoin

