



FICHE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT (CHL)

K3-EN01-CDEMAT - Version : 2 - Date d'application : 09/12/2022 - Page 1 sur 1
LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE TARBES-LOURDES

SERVICE DEMANDEUR		DATE
SERVICE	UF	

QUANTITE DEMANDEE	DESIGNATION	QUANTITE LIVREE
	BACTERIOLOGIE	
	Flacon stérile bouchon ROUGE 40 ml (Divers prélèvements bactériologie)	
	Flacon bouchon ROUGE 150 ml (Coproculture, rech. sang /selles)	
	Flacon haut bouchon JAUNE (BK)	
	Tube pour ECBU bouchon KAKI	
	Ecouvillon stérile avec milieu de transport (Bactério diverse)	
	Ecouvillon sec (Examen direct sur lame)	
	Flacon à Hémoculture AEROBIE (VERT)	
	Flacon à Hémoculture ANAEROBIE (ORANGE)	
	Canule de transfert pour urines (bactério et chimie)	
	BIOCHIMIE URINES	
	Tube pour chimie urinaire bouchon BEIGE	
	Flacon urine 2 Litres (urines de 24h pour externes)	
	PRELEVEMENT SANGUIN	
	Corps de pompe PRONTO (<i>Réutilisable 100 fois environ</i>)	
	Tube sec bouchon JAUNE 7 ML	
	Tube EDTA pour N.F. bouchon MAUVE	
	Tube Hep/Li Barricor pour biochimie bouchon VERT CITRON	
	Tube citraté pour coag. Bouchon BLEU	
	Tube de PURGE (<i>1/tube bleu prélevé avec dispositif à ailettes</i>)	
	Tube Hep/Li sans gel bouchon VERT FONCE	
	Tube sec sans gel bouchon ROUGE	
	Tube Hep/Sodium bouchon BLEU FONCE	
	Tube ACTH bouchon ROSE	
	HYGIENE	
	Flacon Thiosulfate pour prélèvement d'eau	
	Liquide de rinçage DNP + Thiosulfate (100ml)	
	Gélose pour prélèvement de surface	
	Gélose Mueller-Hinton pour prélèvement d'air	